



FSH-FS-233F-M FÉRULA DE RANA
MEDIANA BENESTA



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Férula para dedo.
Tipo rana.

ESPECIFICACIONES

Fabricada a base de Etilvinilacetato (EVA)
Placa de aluminio.
Dimensiones: 8.5x7x1cm

IDEAL PARA

Sostener el dedo lastimado en la posición apropiada después de una lesión,
Prevenir irritación.
Fracturas, esguinces o heridas.
Protege y ayuda a una mejor cicatrización.

BENEFICIOS

La férula utilizada depende del tipo de lesión (hematoma, esguince, herida, raspón) la mano y el tamaño del dedo.
Se amolda fácilmente al dedo conservando su firmeza y su acolchonado mantiene el dedo seco y confortable.
La férula debe estar justa, pero no muy apretada.